



## ViscoStat™

20 % DE SULFATO FÉRRICO



Metal Dento-Infusor™ Tip

- Crea una profunda hemostasis
- Detiene la hemorragia en segundos, lo que ahorra tiempo en la consulta
- No impide la curación del tejido blando o duro
- Elimina la contaminación sulcular de fluidos para una adhesión óptima
- Reduce las costosas repeticiones de impresiones

El hemostático ViscoStat es un agente hemostático con un 20 % de sulfato férrico con agentes de unión inertes en una solución viscosa y acuosa. Contiene sílice ahumado patentado para limitar la actividad ácida, haciendo que sea suave con los tejidos duros y blandos.

Esta solución hemostática es adecuada para detener el sangrado capilar de superficie durante diversas intervenciones quirúrgicas dentales y orales. Dichas intervenciones incluyen prostodoncia fija, tratamiento restaurativo-operativo, tratamiento periodontal, etc. El hemostático ViscoStat también está recomendado para retroobturaciones, impactaciones de los caninos, gingivectomías y como "fijador" para pulpotomías.

Consejo: Evite las fugas ocasionadas por la contaminación del fluido sulcular durante los procedimientos de adhesión directa. Embeba un hilo tejido Ultrapak™ en solución hemostática y aisle los tejidos. Siga con un spray firme de aire/agua.

647

### ViscoStat Dento-Infusor IndiSpense Syringe Kit

1 jeringa IndiSpense de 30 ml (36,69 g)

20 puntas Metal Dento-Infusor Tips

20 jeringas vacías de 1,2 ml



645

### Jeringa ViscoStat IndiSpense

1 jeringa de 30 ml (36,69 g)



**Nota:** No use preparaciones de epinefrina con productos de sulfato férrico (ViscoStat, Astringent), ya que se producirá un precipitado azul/negro.